

Моноклональное Антитело Кролика Против Собачьего Cd8A, Меченное , Для Проточной Цитометрии — P33706

Артикул: CM0010984

введение

Высококачественное моноклональное антитело кролика против собачьего CD8A, конъюгированное с красителем , предназначенное для проточной цитометрии. Направлено на альфа-цепь гликопротеина поверхности Т-клеток CD8, которая необходима для взаимодействия с МНК класса I и запуска ответов цитотоксических Т-клеток.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Моноклональное антитело кролика против собачьего CD8A, меченное
Примечания/Синонимы	CD8; p32; Leu2; CD8alpha; CD8A
Вид	Собака
GeneID (человек)	925
GeneID	403157
Иммуноген	Рекомбинантный слизистый белок, содержащий последовательность аминокислот 25–139 собачьего CD8A (NP_001002935.1)
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	ПЦ (FC)
Перекрестная реактивность	Собака
SWISS	P33706
Молекулярная масса белка	26 кДа
Доставка	С ледяным пакетом