



Rabbit Anti-Fitc/5-Fam/6-Fam Mab - Fitc

Артикул: CM0004082

введение

Кроличий моноклональный анти-FITC/5-FAM/6-FAM антитело () для проточной цитометрии. Распознает FITC, 5-FAM и 6-FAM с видонезависимой реактивностью. Полезно для обнаружения FITC-конъюгатов в исследованиях иммунофлуоресценции и IVD.

[Узнать больше](#)

Параметр	Спецификация
Название продукта	Rabbit anti-FITC/5-FAM/6-FAM mAb
Примечания/Псевдоним	FITC
Иммуноген	Химические соединения
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	FC
Кросс-реактивность	Независимо от вида
Доставка	Со льдом