

Кроличье Моноклональное Антитело Против Fitc/5-Fam/6-Fam - Fitc

Артикул: CM0008918

введение

Конъюгированное с кроличье моноклональное антитело против FITC/5-FAM/6-FAM, валидировано для проточной цитометрии. Видонезависимая реактивность обеспечивает универсальное применение в иммуноанализах для детекции малых молекул.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Наименование продукта	Кроличье mAb против FITC/5-FAM/6-FAM
Примечания/Альтернативные названия	FITC
Иммуноген	Химические соединения, соответствующие FITC/5-FAM/6-FAM
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	Проточная цитометрия (FC)
Перекрестная реактивность	Видонезависимая
Условия доставки	В пакете со льдом