

Кроличьи Поликлональные Антитела К Flotillin-2 (Flot2) Для Вестерн-Блоттинга И Ифа - Q14254

Артикул: CM0021338



введение

Кроличьи поликлональные антитела, направленные против человеческого Flotillin-2 (FLOT2), валидированные для Вестерн-блоттинга и ИФА. Перекрестная реакция с мышью. Подходят для изучения кавеол, клеточной адгезии и биологии эпидермиса.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	FLOT2 Rabbit pAb
Примечания/Псевдонимы	ESA; ECS1; ESA1; ECS-1; M17S1; FLOT2
Вид	Человек
ID гена (Человек)	2319
ID гена	2319
Иммуноген	Рекомбинантный белок, соответствующий последовательности в пределах аминокислот 239-428 человеческого FLOT2 (NP_004466.2)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, ELISA
Перекрестная реактивность	Мышь
SWISS	Q14254
Молекулярный вес белка	47кДа
Доставка	Сумка со льдом