

Поликлональное Антитело Против Frem1, Полученное Из Кролика, Для Вестерн-Блоттинга, Ифа - Q5H8C1

Артикул: CM0023372

введение

Поликлональное антитело против FREM1, полученное из кролика, валидированное для Вестерн-блоттинга и ИФА. FREM1 — это белок внеклеточного матрикса, необходимый для дифференцировки и адгезии эпидермиса в процессе развития. Перекрестно реагирует с белками человека, мыши и крысы.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	FREM1 Кроличье pAb
Примечания/Альтернативные названия	BNAR; MOTA; TILRR; TRIGNO2; C9orf143; C9orf145; C9orf154; FREM1
Вид	Человек
GeneID (Человек)	158326
GeneID	158326
Иммуноген	Рекомбинантный фьюжн-белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 1880-2179 белка FREM1 человека (NP_659403.4)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	Вестерн-блоттинг (WB), ИФА
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	Q5H8C1
Молекулярная масса белка	244 кДа
Условия доставки	В пакете со льдом