

Кроличья Поликлональная Антитела К Gap43 Для Wb, Ihc-P, Elisa — P17677

Артикул: CM0022235

введение

Кроличья поликлональная антитела, распознающая GAP43 (нейромодулин), оптимизированная для Вестерн-блота, ИHC-P и ELISA. Подходит для образцов нервной ткани человека, мыши и крысы.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	GAP43 Rabbit pAb
Примечания/Алиасы	B-50; PP46; GAP-43; GAP43
Вид	Человек
ID гена (человек)	2596
ID гена	2596
Иммуноген	Рекомбинантный сливающий белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 1–238 человеческого GAP43 (NP_002036.1)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, IHC-P, ELISA
Перекрестная реактивность	Мышь, Крыса
SWISS	P17677
Молекулярная масса белка	25 кДа
Доставка	С пакетом охлаждения