


Кроличыи Поликлональные Антитела Против Gca Для Wb, If/Icc, Elisa - P28676

Артикул: CM0028155



введение

Кроличыи поликлональные антитела против GCA направлены на кальций-связывающий гранкальцин (~24 кДа). Применение: WB, IF/ICC, ELISA. Реактивность: человек, мышь. Идеально подходят для изучения адгезии нейтрофилов и фокальных контактов.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	GCA кролик pAb
Примечания/Псевдоним	GCL; GCA
Вид	Человек
ID гена	25801
Иммуноген	Рекомбинантный белок слияния, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 1-217 человеческого GCA (NP_036330.1)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, IF/ICC, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь
SWISS	P28676
Молекулярный вес белка	24кДа
Доставка	Сумка со льдом