

Кроличыи Поликлональные Антитела Против GnaI3 Для Вестерн-Блоттинга, If/Icc, Ip, Elisa - P08754

Артикул: CM0015154



введение

Кроличыи поликлональные антитела против человеческого GNAI3, валидированные для Вестерн-блоттинга, IF/ICC, IP и и ELISA. Распознают человеческий и мышиный GNAI3; подходят для изучения сигналинга G-белков и клеточного деления.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	[Валидировано KO] GNAI3 кроличыи pAb
Примечания/Псевдоним	87U6; HG1A; ARCND1; ARCODS; I3
Вид	Человек
GeneID	2773
Иммуноген	Рекомбинантный белок-слияние, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 1-354 человеческого GNAI3 (NP_006487.1).
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, IF/ICC, IP, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь
SWISS	P08754
Молекулярный вес белка	41кДа
Доставка	Сумка со льдом