

Кроличий Моноклональный Антитело К Fab-Фрагменту IgG Козы - Fab-Фрагмент IgG Козы

Артикул: CM0006154

введение

Кроличий моноклональный антитело к Fab-фрагменту IgG козы — это кроличье моноклональное антитело, специфически распознающее Fab-фрагмент IgG козы, подходящее для проточной цитометрии в иммуноанализах и диагностике.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Кроличий моноклональный антитело к Fab-фрагменту IgG козы
Иммуноген	Рекомбинантный белок кроличьего антитела к Fab-фрагменту IgG козы
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	FC (проточная цитометрия)
Перекрестная реактивность	Коза
Условия транспортировки	Пакет со льдом