

Кроличье Моноклональное Антитело К Igg (Fab) Фрагменту Козы - Igg (Fab) Фрагмент Козы

Артикул: CM0004024

введение

Моноклональное антитело кролика, конъюгированное с , нацеленное на Fab фрагмент IgG козы. Валидировано для применения в проточной цитометрии. Рекомбинантный иммуноген обеспечивает высокую специфичность и стабильность от партии к партии. Подходит для иммуноанализов, требующих детекции анти-козьих IgG в исследовательских и диагностических разработках.

[Узнать больше](#)

Параметр	Спецификация
Название продукта	Кроличье моноклональное антитело к IgG (Fab) фрагменту козы
Вид	Коза
Иммуноген	Рекомбинантный белок Fab фрагмента IgG козы
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	Проточная цитометрия (FC)
Перекрестная реактивность	Коза
Доставка	В пакете со льдом