

Моноклональное Антитело Кролика К Фрагменту IgG (Fab) Козы Для Проточной Цитометрии — Фрагмент Fab IgG Козы

Артикул: CM0006402

введение

Моноклональное антитело кролика, конъюгированное с и направленное против фрагмента Fab IgG козы. Предназначено для применения в проточной цитометрии (FC) и обеспечивает видоспецифичное обнаружение IgG козы в различных иммунологических анализах.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Моноклональное антитело кролика к фрагменту IgG (Fab) козы
Вид	Коза
Иммуноген	Рекомбинантный белок — фрагмент IgG (Fab) козы
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	FC
Перекрёстная реактивность	Коза
Условия транспортировки	Пакет со льдом