

Кролик Анти-Козий IgG (Fc) Фрагмент Мат

Артикул: CM0007327

введение

Моноклональное антитело кролика, конъюгированное с , направленное против Fc-фрагмента козьего IgG, валидированное для проточной цитометрии (FC). Идеально подходит для иммуноанализов и вторичного обнаружения в системах с образцами коз.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Кролик анти-Козий IgG (Fc) фрагмент мат
Вид	Коза
Иммуноген	Рекомбинантный белок козьего IgG (Fc) фрагмента
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	FC
Перекрестная реактивность	Коза
Доставка	С ледяным пакетом