

Моноклональное Антитело Кролика Против Фрагмента Fc IgG Козы

Артикул: CM0010190

введение

Конъюгированное с моноклональное антитело кролика, нацеленное на фрагмент Fc IgG козы, подходящее для проточной цитометрии. Разработано для специфического обнаружения IgG козы в исследовательских и диагностических анализах.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Моноклональное антитело кролика против фрагмента Fc IgG козы
Вид	Коза
Иммуноген	Рекомбинантный белок фрагмента Fc IgG козы
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	FC (проточная цитометрия)
Перекрестная реактивность	Коза
Транспортировка	Ледяной пакет