

## Кроличье Моноклональное Антитело К IgG Козы (Фрагмент Fc) - Фрагмент IgG Козы (Fc)

Артикул: CM0006533

### введение

Моноклональное антитело кролика, конъюгированное с , специфичное к Fc-фрагменту IgG козы. Валидировано для проточной цитометрии, подходит для обнаружения иммуноглобулинов козы в исследовательских и диагностических анализах.

[Узнать больше](#)

| Параметр                  | Детали                                                    |
|---------------------------|-----------------------------------------------------------|
| Название продукта         | Кроличье моноклональное антитело к IgG козы (фрагмент Fc) |
| Вид                       | Коза                                                      |
| Иммуноген                 | Рекомбинантный белок Fc-фрагмента IgG козы                |
| Источник                  | Кролик                                                    |
| Категория                 | Моноклональные антитела                                   |
| Применение                | Проточная цитометрия (FC)                                 |
| Перекрестная реактивность | Коза                                                      |
| Доставка                  | В пакете со льдом                                         |