

Кроличья Моноклональная Антитело Против Фрагмента Fc IgG Козы

Артикул: CM0007217

введение

Конъюгированное с кроличье моноклональное антитело, направленное против фрагмента Fc IgG козы, предназначенное для проточной цитометрии. Специфично к области Fc козы, что минимизирует перекрестную реактивность. Идеально подходит для многоцветных иммунофлуоресцентных исследований.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Кроличья моноклональная антитело против фрагмента Fc IgG козы
Вид	Коза
Иммуноген	Рекомбинантный белок фрагмента Fc IgG козы
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	Проточная цитометрия (ПЦ)
Перекрестная реактивность	Коза
Доставка	Сумка-холодильник с льдом