

Моноклональное Антитело Rabbit Anti-Goat IgG (Fc) Fragment

Артикул: CM0005290

введение

Конъюгированное с кроличье моноклональное антитело, нацеленное на Fc-фрагмент IgG козы, для проточной цитометрии. Идеально подходит для обнаружения IgG козы в иммунологических анализах. Перекрестно реагирует с IgG козы.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Моноклональное антитело Rabbit Anti-Goat IgG (Fc) fragment mAb
Вид	Коза
Иммуноген	Рекомбинантный белок Fc-фрагмента IgG козы
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	Проточная цитометрия (FC)
Перекрестная реактивность	Коза
Доставка	В пакете со льдом