

Поликлональное Антитело Кролика Против Hnf4A Для Вестерн-Блоттинга, Ифа - Hnf4A

Артикул: CM0013448

введение

Поликлональное антитело кролика, нацеленное на HNF4a (HNF4альфа), валидировано для Вестерн-блоттинга и ИФА. Перекрестно реагирует с мышинным белком. Полезно для исследований печеночно-специфичной регуляции генов и функции гепатоцитов.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	HNF4a Кролик pAb
Примечания/Альтернативные названия	Hnf4; HNF-4; MODY1; Nr2a1; Tcf14; TCF-14; Hnf4alpha; HNF4a
Вид	Мышь
ID гена (Человек)	3172
ID гена (Мышь)	15378
Иммуноген	Синтетический пептид, соответствующий последовательности в пределах аминокислот 100-200 человеческого HNF4a (NP_000448.3)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	Вестерн-блоттинг (WB), ИФА
Перекрестная реактивность	Мышь
Молекулярная масса белка	51кДа/52кДа
Условия доставки	В пакете со льдом