


Кроличыи Поликлональные Антитела Против Hpcal1 Для Вестерн-Блоттинга И Ифа - P37235

Артикул: CM0024317



введение

Высококачественные кроличьи поликлональные антитела против HPCAL1 (Hippocalcin-like protein 1), валидированные методом нокаута, для применения в Вестерн-блоттинге и ИФА. Перекрестная реакция с человеческими, мышиными и крысиными образцами.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	[Валидировано KO] HPCAL1 кроличьи pAb
Примечания/Псевдоним	BDR1; HLP2; VILIP-3; L1
Вид	Человек
GeneID (Человек)	3241
GeneID	3241
Иммуноген	Рекомбинантный белок слияния, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 1-193 человеческого HPCAL1 (NP_002140.2).
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	Вестерн-блот (WB), ИФА (ELISA)
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	P37235
Молекулярный вес белка	22 кДа
Доставка	В ледяном пакете