


Кроличыи Моноклональные Антитела Против Человеческого Axl Для Проточной Цитометрии - P30530

Артикул: CM0011696



введение

Конъюгированные с кроличьи моноклональные антитела, направленные против человеческого AXL (UniProt P30530), валидированные для проточной цитометрии. Идеально подходят для изучения опосредованной AXL сигнализации, онкологии и вирусного проникновения.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Кроличыи мАб против человеческого AXL
Примечания/Псевдонимы	ARK; UFO; JTK11; Tyro7
Вид	Человек
GeneID (Человек)	558
GeneID	558
Иммуноген	Рекомбинантный белок слияния, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 33-449 человеческого AXL (NP_068713.2).
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	FC
Перекрестная реактивность	Человек
SWISS	P30530
Молекулярный вес белка	98кДа
Доставка	Сумка со льдом