


Кроличыи Моноклональные Антитела Против Человеческого Axl Для Проточной Цитометрии - P30530

Артикул: CM0008790



введение

Конъюгированные с ABflo 488 кроличьи моноклональные антитела против человеческого AXL для проточной цитометрии. Нацелены на человеческий AXL (P30530), рецепторную тирозинкиназу, участвующую в выживании клеток, пролиферации и врожденном иммунитете.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Кролик mAb против человеческого AXL
Примечания/Псевдоним	ARK; UFO; JTK11; Tyro7
Вид	Человек
ID гена (Человек)	558
ID гена	558
Иммуноген	Рекомбинантный белок Рекомбинантный белок-слияние, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 33-449 человеческого AXL (NP_068713.2).
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	FC
Перекрестная реактивность	Человек
SWISS	P30530
Молекулярный вес белка	98кДа
Доставка	Сумка со льдом