

## Кролик Анти-Человеческий B7-H2/Cd275 Моноклональное Антитело Для Проточной Цитометрии - 075144

Артикул: CM0004027



### введение

Конъюгированное с кроличье моноклональное антитело против человеческого B7-H2/CD275 (лиганда ICOS), предназначенное для проточной цитометрии. Идеально подходит для изучения костимуляции Т-клеток и иммунных контрольных точек, обладает перекрестной реактивностью с человеком.

[Узнать больше](#)

| Параметр                  | Значение                                                                                                                                   |
|---------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Название продукта         | Кролик анти-Человеческий B7-H2/CD275 мАт                                                                                                   |
| Примечания/Псевдоним      | B7h; B7H2; GL50; B7-H2; B7RP1; CD275; ICOSL; LICOS; B7RP-1; ICOS-L                                                                         |
| Вид                       | Человек                                                                                                                                    |
| GeneID (Человек)          | 23308                                                                                                                                      |
| GeneID                    | 23308                                                                                                                                      |
| Иммуноген                 | Рекомбинантный белок-слияние, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 19-256 человеческого B7-H2/CD275 (NP_056074.1). |
| Источник                  | Кролик                                                                                                                                     |
| Категория                 | Моноклональные антитела                                                                                                                    |
| Применение                | Проточная цитометрия                                                                                                                       |
| Перекрестная реактивность | Человек                                                                                                                                    |
| SWISS                     | 075144                                                                                                                                     |
| Молекулярный вес белка    | 20кДа/33кДа34кДа                                                                                                                           |
| Доставка                  | Сумка со льдом                                                                                                                             |