

Кроличье Моноклональное Антитело К Bcl6 Человека - P41182

Артикул: CM0004938



введение

Моноклональное антитело к BCL6, конъюгированное с , валидированное для внутриклеточной проточной цитометрии (FC) на образцах человека. Идеально подходит для исследований герминативных центров В-клеток и лимфом.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Кроличье моноклональное антитело к BCL6 человека
Примечания/Синонимы	BCL6; BCL5; BCL6A; LAZ3; ZBTB27; ZNF51; В-клеточная CLL/лимфома 6
Вид	Человек
GeneID	604
Иммуноген	Рекомбинантный слитый белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 235-350 BCL6 человека (NP_001124317.1)
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	FC (внутриклеточная)
Перекрестная реактивность	Человек
SWISS	P41182
Молекулярная масса белка	72 кДа / 78 кДа
Транспортировка	Ледяной пакет