

Моноклональные Антитела Кролика Против Человеческого Bcl6 Для Проточной Цитометрии (Внутриклеточное Окрашивание) - P41182

Артикул: CM0011455



введение

Конъюгированные с кроличьи моноклональные антитела, направленные против человеческого BCL6, валидированные для внутриклеточной проточной цитометрии. Разработаны для исследований герминативных центров В-клеток и лимфом, со специфичностью к белку P41182.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Кролик мАТ против человеческого BCL6
Примечания/Псевдоним	BCL5; LAZ3; BCL6A; ZNF51; ZBTB27
Вид	Человек
GeneID	604
Иммуноген	Рекомбинантный белок-слияние, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 235-350 человеческого/мышинного BCL6 (NP_001124317.1)
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	FC (внутриклеточное)
Перекрестная реактивность	Человек
SWISS	P41182
Молекулярная масса белка	79кДа
Доставка	Сухой лед