

## Кроличье Моноклональное Антитело К Человеческому Bcl6 Для Внутриклеточной Проточной Цитометрии - P41182

Артикул: CM0011162



### введение

Конъюгированное с кроличье моноклональное антитело против человеческого BCL6 (SWISS P41182), валидированное для внутриклеточной проточной цитометрии. Идеально для изучения биологии герминативных центров и транскрипционной репрессии. Поставляется компанией CamelBio для закупки сырья для ИВД.

[Узнать больше](#)

| Параметр                           | Спецификация                                                                                                                                                         |
|------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Наименование продукта              | Кроличье антитело к человеческому BCL6 (mAb)                                                                                                                         |
| Примечания/Альтернативные названия | BCL5; LAZ3; BCL6A; ZNF51; ZBTB27                                                                                                                                     |
| Вид                                | Человек                                                                                                                                                              |
| ID гена (Человек)                  | 604                                                                                                                                                                  |
| ID гена                            | 604                                                                                                                                                                  |
| Иммуноген                          | Рекомбинантный белок: Рекомбинантный фьюжн-белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 235-350 человеческого/мышинного BCL6 (NP_001124317.1) |
| Источник                           | Кролик                                                                                                                                                               |
| Категория                          | Моноклональные антитела                                                                                                                                              |
| Применение                         | Проточная цитометрия (внутриклеточная)                                                                                                                               |
| Перекрестная реактивность          | Человек                                                                                                                                                              |
| SWISS                              | P41182                                                                                                                                                               |
| Молекулярная масса белка           | 79 кДа                                                                                                                                                               |
| Условия доставки                   | В пакете со льдом                                                                                                                                                    |