

Моноклональное Антитело Кролика К Человеческому Bcl6 Для Внутриклеточной Проточной Цитометрии - P41182

Артикул: CM0009542



введение

Высококачественное моноклональное антитело кролика к человеческому BCL6 для внутриклеточной проточной цитометрии. Направлено против человеческого BCL6 (79 кДа, P41182) — транскрипционного репрессора, необходимого для реакций герминативных центров.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	кроличье мАб к человеческому BCL6
Примечания/Алиасы	BCL5; LAZ3; BCL6A; ZNF51; ZBTB27
Вид	Человек
GeneID (человек)	604
GeneID	604
Иммуноген	Рекомбинантный белок; рекомбинантный слитный белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 235-350 человеческого/мышинного BCL6 (NP_001124317.1)
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	ВПЦ (внутриклеточно)
Перекрестная реактивность	Человек
SWISS	P41182
Молекулярная масса белка	79 кДа
Доставка	Холодильный пакет