


Кроличья Моноклональная Антитела К Человеческому Btn3A1/2/3, Меченая - O00481 / P78410 / O00478

Артикул: CM0011732



введение

Высококачественная кроличья моноклональная антитела к человеческому BTN3A1/2/3, меченая , предназначенная для проточной цитометрии (ПЦ). Распознает человеческий BTN3A1/2/3 (CD277), играющий ключевую роль в активации Т-клеток и иммунном ответе. Идеально подходит для иммунологических исследований и разработки диагностических тест-систем.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Кроличья моноклональная антитела к человеческому BTN3A1/2/3, меченая
Примечания / Синонимы	BTf5; BT3.1; CD277; BTN3.1
Вид белка-мишени	Человек
GeneID	11119/11118/10384
Иммуноген	Рекомбинантный белок: рекомбинантный сливающийся белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 470–630 человеческого BTN3A1 (NP_008979.3).
Источник получения	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	ПЦ (проточная цитометрия)
Перекрестная реактивность	Человек
SWISS	O00481/P78410/O00478
Молекулярная масса белка	58 кДа
Условия доставки	С холодоэлементом