

Abflo 488 Кроличьи Моноклональные Антитела Против Человеческого C5Ar1/Cd88 Для Проточной Цитометрии - P21730

Артикул: CM0004526



введение

Конъюгированные с ABflo 488 кроличьи моноклональные антитела, направленные против человеческого C5AR1/CD88 (C5aR), валидированные для проточной цитометрии. ~39 кДа, реактивность к человеку, доставка со льдом. Для исследований в области иммунологии и воспаления.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Кролик анти-Человек C5AR1/CD88 мАт
Примечания/Псевдоним	C5A; C5AR; C5R1; CD88
Вид	Человек
ID гена (Человек)	728
ID гена	728
Иммуноген	Синтетический пептид, соответствующий последовательности в пределах аминокислот 1-100 человеческого C5AR1/CD88 (NP_001727.2)
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	Проточная цитометрия (FC)
Перекрестная реактивность	Человек
SWISS	P21730
Молекулярный вес белка	39 кДа
Доставка	Сумка со льдом