


Кроличья Моноклональная Антитела К Человеческому Кальретикулину Для Внутриклеточной Проточной Цитометрии (Fc Intra) - P27797

Артикул: CM0011279



введение

Высококачественная конъюгированная с кроличья моноклональная антитела к человеческому кальретикулину, подходящая для внутриклеточной проточной цитометрии (FC intra). Валидирована для использования с человеческими образцами. Идеально подходит для исследования функции шаперонов эндоплазматической сети, контроля качества белков и кальциевого гомеостаза. Поставляется через CamelBio для исследований в области IVD.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Кроличья мАб к человеческому кальретикулину
Примечания/Альтернативные названия	RO; CRT; SSA; cC1qR; HEL-S-99n
Вид реактивности	Человек
ID гена (человек)	811
ID гена	811
Иммуноген	Рекомбинантный белок
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	FC (intra)
Перекрестная реактивность	Человек
SWISS	P27797
Молекулярная масса белка	48 кДа
Доставка	Хладоэлемент