


Кроличье Моноклональное Антитело К Человеческому Кальретикулину Для Проточной Цитометрии - P27797

Артикул: CM0004016



введение

Конъюгированное с кроличье моноклональное антитело, нацеленное на человеческий кальретикулин, для внутриклеточной проточной цитометрии. Подходит для детекции кальретикулина, шаперона эндоплазматического ретикулума, участвующего в сворачивании белков и кальциевой сигнализации, в человеческих образцах.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Кроличье анти-человеческий кальретикулин mAb
Примечания/Альтернативные названия	RO; CRT; SSA; cC1qR; HEL-S-99n
Вид	Человек
Gene ID (Человек)	811
Иммуноген	Рекомбинантный фьюжн-белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 335-417 человеческого кальретикулина (NP_004334.1)
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	Проточная цитометрия (Внутриклеточная)
Перекрестная реактивность	Человек
SWISS	P27797
Молекулярная масса белка	48 кДа
Условия доставки	В пакете со льдом