


Кроличыи Моноклональные Антитела Против Человеческого Car/Cxadr Для Проточной Цитометрии - P78310

Артикул: CM0011508



введение

Кроличыи моноклональные антитела против человеческого CAR/CXADR для проточной цитометрии (FC). Распознают человеческий CXADR (CAR), рецептор вируса Коксаки и аденовируса с молекулярной массой 40 кДа, участвующий в клеточной адгезии и проникновении вируса.

[Узнать больше](#)

Название продукта	Кроличыи мАт против человеческого CAR/CXADR
Примечания/Псевдонимы	CAR; HCAR; CAR4/6
Вид	Человек
ID гена (Человек)	1525
ID гена	1525
Иммуноген	Рекомбинантный белок-слияние, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 20-237 человеческого CAR/CXADR (NP_001329.1)
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	FC
Перекрестная реактивность	Человек
SWISS	P78310
Молекулярная масса белка	40кДа
Доставка	Сумка со льдом