


, Кроличье Античеловеческое Моноклональное Антитело К Car/Cxadr — P78310

Артикул: CM0008315



введение

Кроличье моноклональное антитело к человеческому CAR/CXADR (P78310), конъюгированное с . Валидировано для проточной цитометрии. CAR функционирует как молекула клеточной адгезии и рецептор вирусов.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	, кроличье античеловеческое моноклональное антитело к CAR/CXADR
Примечания/синонимы	CAR; HCAR; CAR4/6
Вид	Человек
GeneID (человек)	1525
Иммуноген	Рекомбинантный слитый белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 20-237 человеческого CAR/CXADR (NP_001329.1)
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	FC
Перекрёстная реактивность	Человек
SWISS	P78310
Молекулярная масса белка	40 кДа
Условия доставки	Хладагент