


Кроличье Моноклональное Антитело К Car/Cxadr Человека Для Проточной Цитометрии - P78310

Артикул: CM0007957



введение

Кроличье моноклональное антитело, конъюгированное с , направленное против рецептора вируса Коксаки и аденовируса человека (CAR/CXADR), валидированное для проточной цитометрии. Распознает эпитоп во внеклеточном домене (аминокислоты 20-237). Идеально подходит для исследований вирусного проникновения, клеточной адгезии и эпителиальных соединений.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	кроличье моноклональное антитело к CAR/CXADR человека
Примечания/Синонимы	CAR; HCAR; CAR4/6
Вид	Человек
GeneID (человек)	1525
GeneID	1525
Иммуноген	Рекомбинантный слитый белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 20-237 CAR/CXADR человека (NP_001329.1)
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	FC (проточная цитометрия)
Перекрестная реактивность	Человек
SWISS	P78310
Молекулярная масса белка	40 кДа
Транспортировка	Пакет со льдом