

Кроличье Моноклональное Антитело К Человеческому Casr Для Проточной Цитометрии - P41180

Артикул: CM0009552



введение

Кроличье моноклональное антитело к человеческому CaSR, конъюгированное с , для проточной цитометрии. Валидировано на человеческих образцах; детектирует экстрацеллюлярный кальций-чувствительный рецептор, ключевой регулятор кальциевого гомеостаза и функции паращитовидных желез. Идеально для исследований в нефрологии и иммунологии.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Кроличье моноклональное антитело к человеческому CaSR
Примечания/Альтернативные названия	CAR; FHH; FHN; HNC; EIG8; HNC1; NSHPT; PCAR1; hCasR; GPRC2A; HYPOC1
Вид	Человек
GeneID (Человек)	846
GeneID	846
Иммуноген	Синтетический пептид, соответствующий последовательности в области аминокислот 211-310 человеческого CaSR (NP_000379.3)
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	Проточная цитометрия (FC)
Перекрестная реактивность	Человек
SWISS	P41180
Молекулярная масса белка	121 кДа
Условия доставки	В пакете со льдом