

Моноклональное Антитело Кролика Против Человеческого Casr Для Проточной Цитометрии — P41180

Артикул: CM0005698



введение

Конъюгированное с моноклональное антитело кролика, нацеленное на человеческий CaSR (экстрацеллюлярный кальцийчувствительный рецептор), валидированное для проточной цитометрии. Подходит для исследований гомеостаза кальция и сигналинга GPCR.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Кроличье мАнтитело против человеческого CaSR
Примечания/алиасы	CAR; FHN; FIH; HHC; EIG8; HHC1; NSHPT; PCAR1; hCasR; GPRC2A; HYPOC1
Вид	Человек
ID гена (человек)	846
ID гена	846
Иммуноген	Синтетический пептид, соответствующий последовательности в области аминокислот 211-310 человеческого CaSR (NP_000379.3).
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	FC (ПЦ)
Перекрестная реактивность	Человек
SWISS	P41180
Молекулярная масса белка	121 кДа
Доставка	Айс-пак