

## Кроличьи Моноклональные Антитела Против Человеческого Ccd3 Для Проточной Цитометрии (Внутриклеточные) - P07766

Артикул: CM0010383



### введение

Конъюгированные с кроличьи моноклональные антитела против человеческого CD3E (CD3 эпсилон) для внутриклеточной проточной цитометрии. Обнаруживают мембранный белок Т-клеток массой 23 кДа, играющий критическую роль в передаче сигналов TCR и адаптивном иммунитете.

[Узнать больше](#)

| Параметр                    | Значение                                                                                                                |
|-----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Название продукта           | Кроличьи моноклональные антитела против человеческого cCD3                                                              |
| Примечания/Псевдонимы       | T3E; TCRE; IMD18; CD3epsilon                                                                                            |
| Вид                         | Человек                                                                                                                 |
| Идентификатор гена (GeneID) | 916                                                                                                                     |
| Иммуноген                   | Синтетический пептид, соответствующий последовательности в пределах аминокислот 50-150 человеческого CD3E (NP_000724.1) |
| Источник                    | Кролик                                                                                                                  |
| Категория                   | Моноклональные антитела                                                                                                 |
| Применение                  | Проточная цитометрия (внутриклеточная)                                                                                  |
| Перекрестная реактивность   | Человек                                                                                                                 |
| SWISS                       | P07766                                                                                                                  |
| Молекулярная масса белка    | 23 кДа                                                                                                                  |
| Доставка                    | Сумка со льдом                                                                                                          |