


Кроличыи Моноклональные Антитела Против Человеческого Cd100/Sema4D - Q92854

Артикул: CM0005994



введение

Кроличыи моноклональные антитела, конъюгированные с , направленные против человеческого CD100/SEMA4D. Подходят для иммунофлуоресценции и проточной цитометрии. Полезны для исследований сигнальных путей семафоринов, агрегации иммунных клеток и миграции нейронов.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Кроличыи моноклональные антитела против человеческого CD100/SEMA4D
Примечания/Псевдоним	SEMA4D; C9orf164; CD100; M-sema-G; SEMAJ; coll-4; семафорин-4D
Вид	Человек
GeneID (Человек)	10507
GeneID	10507
Иммуноген	Рекомбинантный белок-слияние, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 22-734 человеческого семафорина-4D/CD100 (NP_006369.3)
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	IF/ICC, FC
Перекрестная реактивность	Человек
SWISS	Q92854
Молекулярный вес белка	82кДа/96кДа
Доставка	Сумка со льдом