


Моноклональное Антитело Кролика Против Человеческого Cd100/Sema4D Для Иф/Мкк, Пцф — Q92854

Артикул: CM0004358



введение

Конъюгированное с кроличье моноклональное антитело к человеческому CD100/SEMA4D, валидированное для иммунофлуоресценции (ИФ/МКК) и проточной цитометрии (ПЦФ). Подходит для изучения сигналинга через рецептор семафорина-4D, развития нейритов и агрегации иммунных клеток. Перекрестно реагирует с человеческим белком.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Кроличье анти-человеческое мАнт к CD100/SEMA4D
Примечания/Альтернативные названия	SEMA4D; C9orf164; CD100; M-sema-G; SEMA; coll-4; семафорин-4D
Вид	Человек
ID гена (человек)	10507
ID гена	10507
Иммуноген	Рекомбинантный слитый белок, содержащий последовательность аминокислот 22–734 человеческого семафорина-4D/CD100 (NP_006369.3)
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	ИФ/МКК, ПЦФ
Перекрестная реактивность	Человек
SWISS	Q92854
Молекулярная масса белка	82 кДа/96 кДа
Доставка	Сумка-холодильник с льдом