

Кролик Моноклональные Антитела К Человеческому Cd101/Igsf2 Для Иф/Мкц И Пц - Q93033

Артикул: CM0004441

введение

Эти кроличьи моноклональные антитела направлены против человеческого CD101/IGSF2 (V7, EWI-101), ингибитора пролиферации Т-клеток. Подходят для иммуофлуоресценции (ИФ/МКЦ) и проточной цитометрии в иммунологических исследованиях и разработке анализов.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Кролик МАТ к человеческому CD101/IGSF2
Примечания/Псевдоним	V7, IGSF2, EWI-101
Вид	Человек
ID гена (Человек)	9398
Иммуноген	Рекомбинантный белок слияния, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 21-410 человеческого CD101/IGSF2 (NP_004249.2)
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	ИФ/МКЦ, ПЦ
Перекрестная реактивность	Человек
SWISS	Q93033
Молекулярный вес белка	115 кДа
Доставка	Сумка со льдом