

Кроличье Моноклональное Антитело Против Человеческого Cd101/Igsf2 Для If/Icc, Fc - Q93033

Артикул: CM0011952

введение

Высококачественное меченное кроличье моноклональное антитело, нацеленное на человеческий CD101 (IGSF2, V7), для иммунофлуоресценции и проточной цитометрии. Подходит для исследований ингибирования пролиферации Т-клеток.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Кроличье моноклональное антитело против человеческого CD101/IGSF2
Примечания/Альтернативные названия	V7; IGSF2; EWI-101
Вид	Человек
GeneID (Человек)	9398
GeneID	9398
Иммуноген	Рекомбинантный слитый белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 21-410 человеческого CD101/IGSF2 (NP_004249.2)
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	IF/ICC, FC
Перекрестная реактивность	Человек
SWISS	Q93033
Молекулярная масса белка	115 кДа
Условия доставки	В сумке со льдом