

Abflo 594 Кроличье Моноклональное Антитело К Человеческому Cd104/Интегрину Бета-4 Для If/Icc, Fc - P16144

Артикул: CM0012631



введение

Высококачественное конъюгированное с ABflo 594 кроличье моноклональное антитело против человеческого CD104/Интегрин β4 (ITGB4), валидированное для иммунофлуоресценции и проточной цитометрии. Детектирует белок массой 202 кДа, перекрестно реагирует с человеческим белком, идеально для исследований эпителиальных клеток и гемидесмосом.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Наименование продукта	Кроличье моноклональное антитело к человеческому CD104/Интегрину β4
Примечания/Альтернативные названия	CD104; GP150; JEB5A; JEB5B
Вид	Человек
GeneID (Человек)	3691
GeneID	3691
Иммуноген	Рекомбинантный фузионный белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 611-710AA человеческого CD104/Интегрин β4 (NP_000204.3)
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	IF/ICC, FC
Перекрестная реактивность	Человек
SWISS	P16144
Молекулярная масса белка	202 кДа
Условия доставки	В пакете со льдом