

Моноклональное Антитело Кролика Против Человеческого Cd104/Интегринa B4 Для If/Icc, Fc — P16144

Артикул: CM0010117



введение

Конъюгированное с кроличье моноклональное антитело к человеческому интегрину $\beta 4$ (CD104, GP150). Валидировано для применения в IF/ICC и FC. Функционирует как рецептор ламинина и является компонентом гемидесмосом.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	кроличье моноклональное антитело против человеческого CD104/интегринa $\beta 4$
Примечания/Синонимы	CD104; GP150; JEB5A; JEB5B
Вид	Человек
GeneID (человек)	3691
GeneID	3691
Иммуноген	Рекомбинантный сливающийся белок, содержащий последовательность аминокислот 611–710 человеческого CD104/интегринa $\beta 4$ (NP_000204.3)
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	IF/ICC, FC
Перекрестная реактивность	Человек
SWISS	P16144
Молекулярная масса белка	202 кДа
Доставка	Сумка-холодильник