

Кроличье Моноклональное Антитело Против Человеческого Cd104/Интегринa B4 Для If/Icc, Fc - P16144

Артикул: CM0004033



введение

Это конъюгированное с кроличье моноклональное антитело нацелено на человеческий CD104/Интегрин $\beta 4$ (SWISS: P16144), валидировано для применения в IF/ICC и FC. Оно распознает внеклеточный домен (aa 611-710) ITGB4, подходит для исследований адгезии и передачи сигналов в эпителиальных клетках.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Кроличье моноклональное антитело против человеческого CD104/Интегринa $\beta 4$
Примечания/Альтернативные названия	CD104; GP150; JEB5A; JEB5B
Вид	Человек
GeneID (Человек)	3691
GeneID	3691
Иммуноген	Рекомбинантный белок Рекомбинантный химерный белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 611-710 человеческого CD104/Интегринa $\beta 4$ (NP_000204.3).
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	IF/ICC, FC
Перекрестная реактивность	Человек
SWISS	P16144
Молекулярная масса белка	202 кДа
Условия доставки	В пакете со льдом