


Кроличья Маb Против Человека Cd105/Эндоглина Для Проточной Цитометрии - P17813

Артикул: CM0010997



введение

Моноклональное кроличье антитело против человеческого CD105/эндоглина, конъюгированное с , оптимизированное для проточной цитометрии. Обеспечивает надежное детектирование эндоглина при исследованиях ангиогенеза и эндотелиальных клеток. Поставляется компанией CamelBio.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Кроличья маb против человека CD105/Эндоглина
Примечания/Альтернативные названия	ENG; END; NHT1; ORW1; эндоглин
Вид	Человек
GeneID	2022
Иммуноген	Рекомбинантный слитый белок, содержащий последовательность аминокислот 26-337 человеческого CD105/Эндоглина (NP_001108225.1)
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	Проточная цитометрия (FC)
Перекрестная реактивность	Человек
SWISS	P17813
Молекулярная масса белка	67 кДа/70 кДа
Доставка	Сумка-холодильник со льдом