

Кроличьи Моноклональные Антитела Против Человеческого Cd105/Эндоглина Для Проточной Цитометрии - P17813

Артикул: CM0004053



введение

Конъюгированные с кроличьи моноклональные антитела против человеческого CD105/Эндоглина, валидированные для проточной цитометрии (FC). Эндоглин — это трансмембранный гликопротеин, участвующий в ангиогенезе и сигнальном пути TGF-бета. Подходит для исследований эндотелиальных клеток и иммунотипирования.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Кролик анти-Человеческий CD105/Эндоглин мАт
Примечания/Псевдонимы	ENG; END; HNT1; ORW1; эндоглин
Вид	человек
GeneID	2022
Иммуноген	Рекомбинантный белок слияния, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 26-337 человеческого CD105/Эндоглина (NP_001108225.1)
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	FC
Перекрестная реактивность	Человек
SWISS	P17813
Молекулярный вес белка	67кДа/70кДа
Доставка	Сумка со льдом