

Кроличье Моноклональное Антитело К Человеческому Cd112/Nectin-2 - Q92692

Артикул: CM0012031



введение

Конъюгированное с кроличье моноклональное антитело, нацеленное на человеческий CD112/Nectin-2, для проточной цитометрии. Валидировано для работы с человеческими образцами, это антитело позволяет проводить исследования передачи сигналов в Т-клетках, иммунных контрольных точек и проникновения вирусов.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Кроличье моноклональное антитело к человеческому CD112/Nectin-2
Примечания/Альтернативные названия	NECTIN2; CD112; HVEB; PRR2; PVRL2; PVRR2; нектин-2
Вид	Человек
GeneID (Человек)	5819
GeneID	5819
Иммуноген	Рекомбинантный белок, соответствующий последовательности в пределах аминокислот 32-158 человеческого CD112/Nectin-2 (NP_001036189.1)
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	Проточная цитометрия (FC)
Перекрестная реактивность	Человек
SWISS	Q92692
Молекулярная масса белка	51 кДа/57 кДа
Условия доставки	В пакете со льдом