

Кроличыи Моноклональные Антитела Против Человеческого Cd112/Nectin-2 Для Проточной Цитометрии - Q92692

Артикул: CM0012243



введение

Конъюгированные с кроличьи моноклональные антитела, направленные против человеческого CD112/Nectin-2, валидированные для проточной цитометрии. Распознают внеклеточный эпитоп в пределах аминокислот 32-158. Подходят для изучения сигнальных путей Т-клеток и вирусного проникновения.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Кролик анти-Человек CD112/Nectin-2 мАт
Примечания/Псевдонимы	NECTIN2; CD112; HVEB; PRR2; PVRL2; PVRR2; nectin-2
Вид	Человек
ID гена (Человек)	5819
ID гена	5819
Иммуноген	Рекомбинантный белок, соответствующий последовательности в пределах аминокислот 32-158 человеческого CD112/Nectin-2 (NP_001036189.1)
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	FC
Перекрестная реактивность	Человек
SWISS	Q92692
Молекулярный вес белка	51кДа/57кДа
Доставка	Сумка со льдом