


Кроличья Моноклональная Антитела Против Человеческого Cd112/Nectin-2, Меченная , Для Проточной Цитометрии — Q92692

Артикул: CM0010579



введение

Конъюгированная с красителем кроличья моноклональная антитела, нацеленная на человеческий CD112/Nectin-2, валидирована для применения в проточной цитометрии. Nectin-2 является модулятором Т-клеток и рецептором для проникновения вирусов; идеально подходит для исследований в области иммуноонкологии и вирусологии.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Кроличья моноклональная антитела против человеческого CD112/Nectin-2, меченная
Примечания/Альтернативные названия	NECTIN2; CD112; HVEB; PRR2; PVRL2; PVRR2; nectin-2
Вид	Человек
ID гена (человек)	5819
ID гена	5819
Иммуноген	Рекомбинантный белок, соответствующий последовательности в диапазоне аминокислот 32-158 человеческого CD112/Nectin-2 (NP_001036189.1)
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	FC (проточная цитометрия)
Перекрестная реактивность	Человек
SWISS	Q92692
Молекулярная масса белка	51 кДа/57 кДа
Условия доставки	С пакетом льда