


Кроличья Моноклональная Антитело Против Человеческого Cd116 Для Проточной Цитометрии - P15509

Артикул: CM0011788



введение

Конъюгированное кроличье моноклональное антитело к человеческому CD116 (α -рецептор GM-CSF). Валидировано для проточной цитометрии. Идеально подходит для исследований гемопоэтических клеток и анализа экспрессии рецепторов. SWISS: P15509.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Кроличье мАнтитело против человеческого CD116
Примечания/Альтернативные названия	GMR; CD116; CSF2R; SMDP4; CDw116; CSF2RX; CSF2RY; GMCSFR; CSF2RAX; CSF2RAY; alphaGMR; GMR-alpha; GMCSFR-alpha; GM-CSF-R-alpha
Вид	Человек
ID гена	1438
Иммуноген	Рекомбинантный белок человеческого CD116 (NP_006131.2)
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	FC (Проточная цитометрия)
Перекрестная реактивность	Человек
SWISS	P15509
Молекулярная масса белка	46кДа
Доставка	Сумка-холодильник со льдом