


Кроличье Моноклональное Антитело Против Человеческого Cd116 Для Fc - P15509

Артикул: CM0011170



введение

Конъюгированное с кроличье моноклональное антитело против человеческого CD116, альфа-субъединицы рецептора GM-CSF. Валидировано для проточной цитометрии для изучения пролиферации, дифференцировки и передачи сигналов цитокинов в гематopoэтических клетках.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Кроличье анти-человеческое CD116 моноклональное антитело
Примечания/Альтернативные названия	GMR; CD116; CSF2R; SMDP4; CDw116; CSF2RX; CSF2RY; GMCSFR; CSF2RAX; CSF2RAY; alphaGMR; GMR-alpha; GMCSFR-alpha; GM-CSF-R-alpha
Вид	Человек
GeneID (Человек)	1438
GeneID	1438
Иммуноген	Рекомбинантный белок Рекомбинантный слитый белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 23-320 человеческого CD116 (NP_006131.2).
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	FC (проточная цитометрия)
Перекрестная реактивность	Человек
SWISS	P15509
Молекулярная масса белка	46 кДа
Условия доставки	В пакете со льдом