

Кролик Анти-Человеческий Cd117/C-Kit Мат Для Проточной Цитометрии - P10721

Артикул: CM0004440



введение

Кролик анти-Человеческий CD117/c-Kit мАт, валидированный для проточной цитометрии (FC). Распознает человеческий CD117/c-Kit (SWISS P10721), рецепторную тирозинкиназу, критически важную для гемопоэза и поддержания стволовых клеток. Идеально подходит для исследований в области гематологии и онкологии.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Кролик анти-Человеческий CD117/c-Kit мАт
Примечания/Псевдоним	PBT; SCFR; C-Kit; CD117; MASTC
Вид	Человек
GeneID (Человек)	3815
Иммуноген	Рекомбинантный белок слияния, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 26-520 человеческого CD117/c-Kit (NP_000213.1).
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	FC
Перекрестная реактивность	Человек
SWISS	P10721
Молекулярный вес белка	110кДа
Доставка	Сумка со льдом